

aKTive tape

LA VENDA QUE AYUDA A ALIVIAR EL DOLOR

Aktive Tape es una venda adhesiva elástica fabricada con 100% algodón, basada en la técnica de kinesiotaping desarrollada por el Dr. Kenzo Kase en los años 70 en Japón.

Diseñada para aliviar dolores e inflamaciones musculares y/o articulares causados por diversos factores como golpes, esfuerzo físico, mala postura, lesiones y enfermedades.



¿CÓMO FUNCIONA AKTIVE TAPE?

Al colocar aKTive Tape en la piel, se creará un mayor espacio entre la dermis y epidermis, lo que permitirá un mayor flujo sanguíneo y de oxígeno logrando aliviar el dolor de la zona afectada.

¿CUÁNDO USAR AKTIVE TAPE?

- Lesiones musculares y articulares.
- Esguinces y roturas de fibra muscular.
- Artritis, artrosis y síndrome del túnel carpiano.
- Afecciones del nervio asiático, especialmente en mujeres embarazadas.
- Hernia discal, escoliosis y problemas de rodillas.
- Drenaje linfático y dolores crónicos de espalda.
- Dolores de cabeza y migrañas causadas por tensión muscular.

CARACTERÍSTICAS DE LA VENDA AKTIVE TAPE:

- 100% Algodón de alta calidad.
- Hipoalergénico, suave y libre de latex.
- No limita el movimiento (140% elasticidad la misma que la piel y músculos).
- Libre químicos.
- Tratamiento 24/7 de desinflamación.
- Dura entre 3 y 5 días en la piel.
- Resistente al agua (puede hacer natación y ducharse).

BENEFICIOS DE USAR AKTIVE TAPE:

Ayudar a aliviar el dolor de lesiones musculares y/o articulares.

Da soporte y estabilidad para prevenir lesiones.

Tratamiento de desinflamación 24/7 libre de químicos.

Mejorar la calidad de vida de las personas que la usan.

ROLLO 5 METROS

Rinde para aproximadamente 10 aplicaciones ideal para tratamientos de varias sesiones.



INDICACIONES AL USAR AKTIVE TAPE

- Coloque la venda sobre el área afectada (músculo o articulación) en una posición de estiramiento.
- Aplique la venda de un extremo del músculo o articulación al otro sin estirar mucho la venda.
- La piel debe estar limpia, libre de cremas, aceites y sudor.
- Después de adherir la venda, frotar para activar el pegamento con el calor.
- Evitar estirar demasiado la venda durante la aplicación, pues podría generar irritación por falta de oxígeno en la piel (se recomienda solo estirla un 20%).
- Aplicar la venda 1 hora antes de la actividad física, de ser el caso.

PRE-CORTADO 3 TIRAS DE 20CM

Ideal para llevarlos a donde vayas. ¡Listos para usar!



PRECAUCIONES: Evitar estirar demasiado la venda durante la aplicación, pues podría generar irritación por falta de oxígeno en la piel (Se recomienda solo estirla un 20%) Se recomienda sacar la venda de la piel con un aceite o en la ducha con agua tibia. **CONTRAINDICACIONES:** Puede ocasionar irritación, de no tener cuidado con las precauciones.



981 402 143



AKTIVETAPEPERU

AKTIVETAPE.PE